

# Codera y Cabestrillo Mecánica Graduable Post Operatoria Universal ROM

## Indicaciones:

- Inmovilización Post Operatoria o control ROM (Rango de Movimiento) para el codo.
- Tratamiento para dislocación o luxación del codo.
- Fracturas estables o reducidas del húmero distal , radio proximal o cúbito.

## Características

- Permite inmovilizar el codo cada 15°
- Cabestrillo incluido para sostener el brazo
- Simplemente presione y gire la bisagra con bloqueo
- Limitación de Extensión de 0° a 60 °
- Limitación de Flexión de 0° a 120°
- Flexión de 0° a 60°
- Ajustable cada 15°



**TALLA:** Universal (Derecha e izquierda)



*Soluciones Integrales en consumibles médicos*

Sierra Nevada #779, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México, CP 11000

Tel: 52-9303-69 E-mail: [ventas@artromed-medical.com](mailto:ventas@artromed-medical.com) Página web: [www.artromed-consumibles.com](http://www.artromed-consumibles.com)