

Endovis B.A.



**Chiodo
Endomidollare
Femore**



fissazione
INTERNA




chiodi



Indicazioni

Indicato per il trattamento delle fratture laterali del femore prossimale



Caratteristiche

Chiodo di dimensioni ridotte rispetto a dispositivi analoghi

Profilo distale a diapason

Filetto delle viti cefaliche a doppio passo

Strumentario essenziale

Pochi passaggi chirurgici

Benefici

Non richiede alesaggio. Minima perdita ematica

Attenua l'effetto "punta" e riduce il rischio di frattura secondaria

Maggiore progressione e inserimento più rapido

Tecnica operatoria semplice

Tecnica rapida ad elevata riproducibilità

Codice	Descrizione	STERILE	
EBA-1100	Chiodo Endovis B.A. standard, $\varnothing 10 \times 195$ mm		
EBA-1500	Chiodo Endovis B.A. medio, $\varnothing 10 \times 240$ mm		
EBA-1700	Chiodo Endovis B.A. lungo, $\varnothing 10 \times 320$ mm DESTRO		
EBA-1800	Chiodo Endovis B.A. lungo, $\varnothing 10 \times 360$ mm DESTRO		
EBA-1900	Chiodo Endovis B.A. lungo, $\varnothing 10 \times 400$ mm DESTRO		
EBA-1750	Chiodo Endovis B.A. lungo, $\varnothing 10 \times 320$ mm SINISTRO		
EBA-1850	Chiodo Endovis B.A. lungo, $\varnothing 10 \times 360$ mm SINISTRO		
EBA-1950	Chiodo Endovis B.A. lungo, $\varnothing 10 \times 400$ mm SINISTRO		

Vite cefalica $\varnothing 6.5-7.5$ mm. Lunghezze da 70 a 110 mm (incremento 5 mm)
Disponibile in 2 modelli, con o senza filetto rivestito in idrossiapatite

Vite corticale $\varnothing 5$ mm. Lunghezze da 30 a 80 mm (incremento 5 mm)



Citieffe s.r.l.

Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com