

Codera y Cabestrillo Mecánica Graduable Post Operatoria Universal ROM

Indicaciones:

- Inmovilización Post Operatoria o control ROM (Rango de Movimiento) para el codo.
- Tratamiento para dislocación o luxación del codo.
- Fracturas estables o reducidas del húmero distal , radio proximal o cúbito.

Características

- Permite inmovilizar el codo cada 15°
- Cabestrillo incluido para sostener el brazo
- Simplemente presione y gire la bisagra con bloqueo
- Limitación de Extensión de 0° a 60 °
- Limitación de Flexión de 0° a 120°
- Flexión de 0° a 60°
- Ajustable cada 15°



TALLA: Universal (Derecha e izquierda)



Soluciones Integrales en consumibles médicos