

Todo lo que teníamos que hacer era pensarlo

✓ *Fijación estable*

✓ *Fácil extracción*



Lo hemos inventado

citieffe[®]
Essential Moves in Trauma

Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Citieffe en su área.

Tornillo canulado meta-epifisario con rosca esponjosa y arandela integrada


Compresión y adaptabilidad a la superficie del hueso

Arandela orientable - la geometría del tornillo permite el mejor encaje en el hueso

Con la promesa de ahorrar se presenta una solución

Implante **codificado por color**, alambre de guía y destornillados para una técnica quirúrgica fácil, rápida y segura

Una amplia oferta de diámetros (desde 3 mm hasta 8 mm) y **longitudes** (desde 10 mm hasta 120 mm)




Fijación estable y fácil extracción

La **arandela integrada** permanece junto al tornillo durante la inserción y la extracción
2 tipos de rosca:


- de un solo paso para una mayor compactación y compresión de la fractura
- de doble paso para una mayor velocidad de inserción



Arandela integrada



Rosca para esponjosa



Arandela direccionable



internal
FIXATION



plates
and screws



TITANIO

ESTÉRIL



Diámetros, longitudes y roscas para cada indicación



mano

pie

ø3 mm

rosca de un solo paso
de longitud variable



húmero

radio-cúbito

mano

pie

ø4 mm

rosca de un solo paso
de longitud variable



húmero

radio-cúbito

fémur

tibia
peroné

ø5 mm

rosca de un solo paso
de longitud variable



pelvis

fémur

tibia
peroné

ø6.5 mm

rosca de doble paso
de longitud 16 mm



ø6.5 mm

rosca de doble paso
de longitud 22 mm



ø6.5 mm

rosca de doble paso
de longitud 32 mm



pelvis

fémur

ø7 mm

rosca de un solo paso
de longitud 20 mm



ø7.5 mm

rosca de doble paso
de longitud 20 mm




ø7.5 mm

rosca de doble paso
de longitud 35 mm



ø8 mm

rosca de un solo paso
de longitud 20 mm



RONDO

Tornillo canulado con arandela



INTERNAL
fixation



plates
and screws



citieffe[®]
Essential moves in Trauma



Citieffe srl a socio unico

Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com

SU DISTRIBUIDOR ES



CE
0476